

OPZTS

Stereomicroscope

1 - PL10X22mm eyepiece, with dioptry's adjustment and reticule. Effective reading field's distortion corrections.

Ocular PL 10X22mm com ajuste de dioptria e retículo. Nitidez nas periferias e correção efetiva de distorções do campo de leitura.

2 - Trinocular head, inclination angle: 30°, 360° rotatable and interpupillary adjustable's distance. Simultaneous images in the eyepieces/trinocular tube (ready for the camera).

Cabeçote trinocular, rotação 360°, inclinação 30° e distância interpupilar ajustável. Imagem simultânea ocular/tubo trinocular (pronto para câmera).

3 - Fine focus knob with bilateral controls (click stop scale). Magnification 2X~180X.

Botões de ajuste fino com controles bilaterais (escala click stop). Magnificação 2X~180X.

4 - Resistant structure to work in areas with a high salinity levels.

Estrutura resistente para trabalho em regiões com altos índices de salinidade.

5 - Coarse focus knob with bilateral controls.

Ajuste básico com controles bilaterais.

6 - Achromat auxiliary lens 0,5X and 1X.

Lente auxiliar apocromática 0,5X e 1X.

7 - 5W LED flexible gooseneck reflected illumination.

Iluminação refletida articulada LED 5W.

8 - 5W LED transmitted illumination, lifespan up to 30.000 hours.

Iluminação transmitida LED 5W, vida útil acima de 30.000 horas.

